

WLAN-Kit

Kategorie	Option	Zubehör	X
Artikelnummer	8500-0164		
Beschreibung	Das Kit beinhaltet eine Client Bridge. Diese bietet die Möglichkeit BINDER Geräte über eine Ethernet Schnittstelle, kabellos mit APT-COM4, LIMS oder kundeneigener Software zu verbinden. Es ist eine alternative Lösung, wenn ein Gerät an einer Stelle platziert werden soll, an welcher keine bauseitigen Ethernet Verbindungen vorhanden sind. In einem gesicherten Netzwerk müssen die Installation und Konfiguration durch die Kundenseitige IT vorgenommen werden.		
Bild			
Zeichnung mit Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • Außenmaße (B x H x T): 200mm x 35mm x 130mm • Verpackung (B x H x T): 360mm x 260mm x 200mm 		
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verbindung zur APT-COM4, LIMS oder kundeneigener Software möglich. 		
Benefits / Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Installation (Plug and Play). • Installation im Rahmen der kundenseitigen Sicherheitsrichtlinie (Netzwerk) möglich. • Leistungsstark in Senden und Empfangen (3 ausrichtbare Antennen). 		
Wichtige Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten (Sicherheitsrichtlinie im Kundennetzwerk) • Webbasierte Konfiguration • Standardmäßig kann 1 Gerät angeschlossen werden. • Erweiterbar bis zu 15 Geräte, Voraussetzungen siehe Aruba 501 Wireless Client Bridge Aruba (arubanetworks.com) 		
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Client bridge • Netzteil 5 – 15V (9W) • 3m Ethernet Kabel (RJ45) • Kleinteile 		
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Gewicht: 1,5kg • IEEE 802.3af PoE Kompatibel(11W) oder Netzteil 5 – 15V (9W) • Spezifikation: Aruba 501 Wireless Client Bridge Aruba (arubanetworks.com) 		

Zusatzinformationen	<ul style="list-style-type: none">• Nur für den Innenbereich.• Der Zugangsort muss funktechnisch abgedeckt sein.• In einem gesicherten Netzwerk müssen die Installation und Konfiguration durch die kundenseitige IT vorgenommen werden (Sicherheitsrichtlinie, etc.)!
Verfügbar für	<ul style="list-style-type: none">• KBF-S, KBF-S ECO, KBF, KMF, KBF P, KBF LQC (E6)• MK, MKF, MKT, MKFT (E4 und E5)• LIT MK (E5)• CB E6 und CB-S, CB, CBF E7• UF V E3.x• VD/VDL E3.x• KB E4 und E6